

特長

- 薬剤の溶解・希釈や皮膚、粘膜等の洗浄など、使用目的に応じて選択できます。
- クリアタイプのオーバーキャップを使用しています。
- 材質はポリプロピレン製ですので、焼却しても有毒ガスが発生しません。

処方せん医薬品[※]
日本薬局方
注射用水
(注射用蒸留水)

注) 注意—医師等の処方せんにより使用すること

広口
開栓型



細口
開栓型



処方せん医薬品[※]
日本薬局方
生理食塩液
生理食塩液「ヒカリ」

注) 注意—医師等の処方せんにより使用すること

広口
開栓型



細口
開栓型



日本薬局方
滅菌精製水

広口
開栓型




広口開栓型

●開栓方法



オーバーキャップを回し、開けます。ブルオフリングを手前方向へ約45度にゆっくり引くと、取り外せます。

●口径



約21mm
液の流出がスムーズで、大量に使用するのに適しています。


細口開栓型

●開栓方法



オーバーキャップを回し、開けます。つまみ部分をねじると、切り離せます。

●口径



約6mm
容器を押すことにより内容液を勢い良く出すことができます。

開栓型ボトルは院内の廃棄物コストを削減することが可能です!



【折りたたみ方】

- ① 容器の底の方から折りたたみ、ボトル中の空気を出します。
- ② 折りたたんだ状態でキャップを閉めると容積は減少します。